

## 【适用范围】

用于外周血或脐带血体外诱导扩增NK细胞

## 【产品组成】

2L培养体系套装：适用于 20-30mL 外周血或脐带血的样本量，使用 2L 培养基

| 产品名称                      | 产品用途                     | 产品规格        | 保存条件         | 产品货号   |
|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------|
| NK细胞无血清培养基                | NK细胞体外培养                 | 1000mL/瓶x2  | 2-8℃<br>12个月 | NC0102 |
| NK细胞<br>诱导因子试剂盒<br>(高性能版) | YC00A: 起始培养时包被培养瓶使用      | 1支, 500μL/支 | -20℃<br>12个月 | AN0104 |
|                           | YC00B: 起始培养时添加           | 1支, 500μL/支 |              |        |
|                           | YC00C: 激活培养基添加           | 1支, 200μL/支 |              |        |
|                           | YC005: 扩增培养基添加           | 2支          |              |        |
|                           | 庆大霉素: 添加至培养基使用, 100μL/1L | 1支, 300μL/支 |              |        |

## 【注意】

每次添加的培养基需提前取出放置培养箱中预温至37℃，禁止将整瓶培养基放置37℃反复预温。

## 【单个核细胞的分离】

## 1. 试剂准备

分离单个核细胞前，应将外周血、PBS(生理盐水)和淋巴细胞分离液室温平衡至20℃。

## 2. 血浆提取（离心机型号 Thermo ST-40R）

(1) 将外周血平均分装到 50 mL 离心管中，于室温下 700g 离心 15 min(离心机升速 8，降速 4)，取上层淡黄色血浆至新的 50mL 离心管中(下层红色液体用于提取单个核细胞)，于水浴锅中56℃灭活 30min。

(2) 900g 离心 10min，取上清，置于-20℃，15min，再次 900g 离心 10min，取上清，置于4℃保存。(900g 离心时离心机的升降速均调至最高即可)

## 3. 单个核细胞的分离

(1) 外周血：取上一步血浆提取后得到的下层红色液体用生理盐水1:1稀释，混匀，备用。

脐带血：取上一步血浆提取后得到的下层红色液体用生理盐水1:2稀释，混匀，备用。

(2) 另取 2 支新的 50mL 的离心管，根据稀释血液的体积，按照 1:1 的比例将稀释血液缓慢加到淋巴细胞分离液上层。（如 20mL 稀释血液，需要 20mL 分离液）使血液和淋巴细胞分离液形成一个明显的分层，注意不要将稀释血液混入到淋巴细胞分离液中，室温 700g 离心 30min。（离心机调节升速 6，降速 4）

(3) 轻轻吸取单个核细胞（白膜层）并转移至新的50mL离心管内；加入等体积生理盐水，室温 700 g 离心 10 min。弃上清，再次用 40mL 生理盐水清洗细胞，200g 离心 10 min，弃上清。用预温至37℃的激活培养基重悬细胞，备用，同时取少量细胞悬液计数。(离心机升速均调节至 9，降速 9)

**注意：脐带血单个核细胞计数前应使用红细胞裂解液裂解红细胞。**

## 【试剂准备】

1. 激活培养基（200mL）：将融化的YC00C（200μL）加入200mL NK细胞无血清培养基中，混匀备用。

2. 扩增培养基（1.8L）：每支 YC005 用 1mL NK 细胞无血清培养基溶解，以 1: 1000 的比例添加至 NK 细胞无血清培养基中，混匀备用。

**注意：提取PBMC、第0天接种和第3/5天补液必须使用激活培养基，不可使用扩增培养基。**

## 【使用步骤】

## 1. 第 0 天

T25 培养瓶包被: 两个 T25 瓶中分别加入 5mL PBS 和 250μL YC00A，充分混匀后，37℃ 孵育 2h，弃去上清，并用 5mL PBS 清洗一次，注意不要冲刷培养瓶底部，弃清洗液后备用。

PBMC 接种：每个 T25 瓶中分别加入激活培养基、250μL 诱导因子 YC00B、10% 比例的自体血浆(1mL)和种子细胞，总体积 10mL，外周血单个核细胞细胞密度 1.5E6-2E6/mL，脐带血单个核细胞密度 3E6/mL。

## 2. 第 3 天

每个 T25 瓶中补加 19mL 激活培养基和 5% 的自体血浆(1mL)，动作轻柔、不可将贴壁细胞晃起。

**注意：T25 瓶略微倾斜放置，避免液体溢出瓶口。**

## 3. 第 5 天

补加 140mL 激活培养基和 5% 的自体血浆(6mL)，将 2 个 T25 瓶中的培养基和细胞转移至 T175。

## 4. 第 7 天

取样计数，密度在 1.5E6/mL 以上时，1:2 补液，补加 400mL 扩增培养基；密度在 1-1.5E6/mL 时，1:1 补液，补加 200mL 扩增培养基；添加 1% 血浆，若血浆不足 1% 则将剩余血浆全部添加进去。将培养基和细胞转移至细胞培养袋中。

## 5. 第 9 天

1:1 补液，补加扩增培养基至细胞培养袋中。

## 6. 第 11 天

1:1 补液，补加扩增培养基至细胞培养袋中。

## 7. 第 13 天

将剩余的扩增培养基添加至细胞培养袋中。

## 8. 第 14-16 天检测密度收获细胞

## 【参考补液程序】

| 时间  | 培养耗材  | 培养基   | 补液体积    | 总体积       | 血浆比例 | 血浆量 |
|-----|-------|-------|---------|-----------|------|-----|
| d0  | 2*T25 | 激活培养基 | 20      | 20        | 10%  | 2   |
| d3  | 2*T25 | 激活培养基 | 40      | 60        | 5%   | 2   |
| d5  | T175  | 激活培养基 | 140     | 200       | 5%   | 7   |
| d7  | 培养袋   | 扩增培养基 | 200/400 | 400/600   | 1%   | 2/4 |
| d9  | 培养袋   | 扩增培养基 | 400/600 | 800/1200  | 0%   | 0   |
| d11 | 培养袋   | 扩增培养基 | 800     | 1600/2000 | 0%   | 0   |
| d13 | 培养袋   | 扩增培养基 | 400     | 2000      | 0%   | 0   |

## 【特别说明】

## 1. 分离单个核细胞

分离单个核细胞应特别注意两点，一是分离前血液及各试剂应预温至 20℃，室温离心；二是血液采集后应在 8h 内分离单个核细胞。

## 2. 接种密度

外周血单个核细胞推荐接种密度为 1.5E6-2E6/mL，脐带血单个核细胞推荐接种密度为 3E6/mL，接种过低或过高对最终收获的细胞数和 NK 纯度都会有影响。

## 3. 试剂保存

NK 试剂盒因子禁止反复冻融，否则会降低其活性，导致阳性率较低。如暂时不用，请置于 -20℃ 保存。已经融化的因子，如一周内使用，4℃ 保存即可。

【说明书核准日期】 2023年02月09日

【版本号】 4.1.5

生产企业：友康生物科技（北京）股份有限公司

地址：北京市海淀区丰贤中路7号A座三层、B座一层

ISO9001、ISO13485质量体系认证企业、国家高新技术企业

电话：010-58711655 网址：www.yocon.cn

